


Abdominal Instruments  
腹部外科




QUALITY  
OUR WAY TO SUCCESS

Abdominal Instruments



腹部外科  
Abdominal Instruments



直角钳  
Haemostatic Forceps, Right Angle

- ★ ZE082R/RN  
240×45×90°×3.8, 竖齿 Vertical teeth
- ★ ZE083R/RN  
200×15×90°×3
- ★ ZE084R/RN  
240×15×90°×3
- ★ ZE085R/RN  
240×45×90°×3
- ★ ZH226R  
头角弯25 Angled tip



阑尾肠钳  
Tissue Grasping Forceps

- ★ ZE030MB  
160×8
- ZE033RB  
200×11
- ZE034RB  
240




胃钳  
Intestine and Stomach Clamp

- ZE305R  
150
- ★ ZE306R  
200
- ★ ZE307R  
290



胃钳  
Intestine and Stomach Clamp

- ZN350R  
270
- ZN351R  
280




肠钳  
Intestinal Clamp, Straight

- ★ ZN118R/RN  
160, 直, 斜齿 slanting teeth
- ★ ZN120R/RN  
220, 直, 斜齿 slanting teeth
- ★ ZN122R/RN  
220, 直, 直齿 horizontal teeth
- ★ ZN126R/RN  
250, 直



肠钳  
Intestinal Clamp, Curved

- ★ ZN119R/RN  
160, 弯, 斜齿 slanting teeth
- ★ ZN121R/RN  
220, 弯, 斜齿 slanting teeth
- ★ ZN123R/RN  
220, 弯, 直齿 horizontal teeth
- ★ ZN127R/RN  
250, 弯




荷包成型器  
Purse-string  
Forceps

- ★ **LS564R**  
35, 6齿, 280  
6 Tooth
- ★ **LS591R**  
42, 7齿, 280  
7 Tooth
- ★ **LS623R**  
55, 9齿  
9 Tooth, 280



脾蒂钳  
Splenic Pedicle clamp

- ZJ830R**  
220×4  
头圆弯R15×25, 弯柄 curved handle
- ★ **ZJ831R**  
220×5  
头圆弯R15×25, 弯柄 curved handle
- ZJ836RG**  
220×4  
头圆弯R15×25  
弯柄, 凹凸齿 atraumatic
- ZJ837RG**  
220×5, 头圆弯R15×25  
弯柄, 凹凸齿 atraumatic




脾蒂钳  
Splenic Pedicle

- ★ **ZJ832R**  
240×4  
头圆弯R25×28, 弯柄 curved handle
- ★ **ZJ833R**  
240×5  
头圆弯R25×28, 弯柄 curved handle
- ZJ838RG**  
240×4  
头圆弯R25×28  
弯柄, 凹凸齿 curved handle atraumatic
- ★ **ZJ839RG**  
240×5  
头圆弯R25×28  
弯柄, 凹凸齿 curved handle atraumatic



脾蒂钳  
Splenic Pedicle clamp

- ★ **ZJ834R**  
260×4  
头圆弯R35×34, 弯柄 curved handle
- ★ **ZJ835R**  
260×5  
头圆弯R35×34, 弯柄 curved handle
- ZJ840RG**  
260×4  
头圆弯R35×34  
弯柄, 凹凸齿 curved handle, atraumatic
- ★ **ZJ841RG**  
260×5  
头圆弯R35×34  
弯柄, 凹凸齿 curved handle, atraumatic



脾蒂钳  
Splenic Pedicle clamp

- ★ **ZJ842R/RB**  
220×4, 弯
- ★ **ZJ844R/RB**  
250×5, 弯



胆囊钳  
Cholecyst Forceps

- ★ **ZJ081R/RB**  
210, 倒齿 Reversed teeth

腹部外科  
Abdominal Instruments



腹部外科  
Abdominal Instruments



缝合钳  
(肝门吻合钳)  
Cholecyst Forceps  
Angled

- ★ **ZJ325RN**  
235×50, 角弯, 肝门
- ★ **ZJ326RN**  
235×60, 角弯, 肝门



胆管钳  
Gall Duct  
Forceps

- ★ **ZJ009R**  
220×2.5  
头圆弯R16×17



胆管钳  
Gall Duct Forceps

- ★ **ZJ011R**  
230×3.3  
头圆弯R20×20, 弯柄
- ZJ012R**  
240×3.6  
头圆弯R11.5×25, 弯柄



胆管钳  
Gall Duct Forceps

- ★ **ZJ322RN**  
180, 双弯



胆管钳(胆管测量钳)  
Gall Duct Forceps

- ★ **ZJ324R**  
220, 测量  
For measurement





组织镊  
Tissue Forceps

**JW390RB**  
200×2, 镶片 TC



持针钳  
Needle Holder

**JM093RB**  
230, 直, 镶片0.3, 精细 Fine TC



持针钳  
Needle Holder

**JM022RB**  
200, 直, 细针, 镶片0.4 TC



腹部外科  
Abdominal Instruments



持针钳  
Needle Holder

**JM018RB**  
180, 直窄, 无损伤针, 镶片0.3  
Atraumatic needle, TC



分离结扎钳  
Dissecting and Ligature Forceps

**JH567RB**  
200×50×15, 弯, 全齿  
Curved, Full teeth



分离结扎钳  
Dissecting and Ligature Forceps

**JH568RB**  
225×65×22, 弯, 全齿  
Curved, Full teeth



腹部外科  
Abdominal Instruments



取石钳  
Gall Stone Forceps  
★ZJ239R  
240×4.5,胆



取石钳  
Gall Stone Forceps  
★ZJ240R  
220×5,胆



取石钳  
Gall Stone Forceps  
★ZJ241R  
240×5,胆



取石钳  
Gall Stone Forceps  
★ZJ242RB  
210×35×5,穿鳃式,胆  
★ZJ243RB  
210×23×5,穿鳃式,胆



取石钳  
Gall Stone Forceps

- ★ **ZJ244RB**  
180×5×110°, 盖板式, 胆
- ★ **ZJ245RB**  
200×5×125°, 盖板式, 胆



取石钳  
Gall Stone Forceps

- ZJ253R**  
350×3.5, 软管式, 胆 flexible
- ZJ254R**  
350×4.5, 软管式, 胆 flexible



取石钳  
Gall Stone Forceps

- ★ **ZJ246R**  
360, 软管式, 胆 flexible



腹部外科  
Abdominal Instruments



腹部外科  
Abdominal Instruments



取石钳  
Gall Stone Forceps

- ★ZJ247RB  
220×21×5, 叠颚式, 有齿, 胆 Toothed
- ★ZJ248RB  
220×21×5, 叠颚式, 无齿, 胆 Toothed



腹膜钳  
Peritoneum Forceps

- ★ZJ323RN  
200 弯有钩  
Curved, hooked



腹膜钳  
Peritoneum Forceps

- ★ZE424R  
140 直



胆道手术剪  
Gall Duct Scissors

- ★ZC650R  
200 侧球



胆道手术剪  
Gall Duct Scissors

- ★ZC651R  
200 侧圆



胆道手术剪  
Gall Duct Scissors

- ★ZC652RN  
180, 角弯90°  
Right angle



胆道探条  
Gall Duct Dilator

- ★ZJ062R  
300×2
- ★ZJ063R  
300×3
- ★ZJ064R  
300×4
- ★ZJ065R  
300×5
- ★ZJ066R  
300×6
- ★ZJ067R  
300×7
- ★ZJ068R  
300×8
- ★ZJ069R  
300×9
- ★ZJ070R  
300×10
- ★ZJ071R  
300×11



胆道探条  
Gall Duct Dilator  
Double Ended

- ★ZJ072R  
300×2, 双头
- ★ZJ073R  
300×3, 双头
- ★ZJ074R  
300×4, 双头
- ★ZJ075R  
300×5, 双头
- ★ZJ076R  
300×6, 双头
- ★ZJ077R  
300×7, 双头
- ★ZJ078R  
300×8, 双头
- ★ZJ079R  
300×9, 双头
- ★ZJ080R  
300×10, 双头



探针  
(胆道插管引导器)  
Gall Duct Probe

- ★ZJ163R  
300×φ2
- ★ZJ164R  
300×φ3
- ★ZJ165R  
300×φ4



胆石匙  
Gall Stone Scoop

- ★ZJ168R  
300×2
- ★ZJ169R  
300×4
- ★ZJ170R  
300×6
- ★ZJ171R  
300×8
- ★ZJ172R  
300×10



腹部外科  
Abdominal Instruments



腹部外科  
Abdominal Instruments



胆石匙  
Gall Stone Scoop

★**ZJ176R**  
300×10, 吸引式  
With suction



胆石匙  
Gall Stone Scoop  
Single Tip

★**ZJ153R**  
280×6, 单头  
★**ZJ154R**  
280×8, 单头  
★**ZJ155R**  
280×10, 单头



胆石匙  
Gall Stone Scoop  
Double-ended

★**ZJ177RN**  
250×5×6, 双头  
★**ZJ157RN**  
250×8×10, 双头  
★**ZJ178RN**  
250×12×14, 双头




胆石匙  
Gall Stone Scoop  
Double-ended

★**ZJ167RN**  
220×4×4, 双头  
★**ZJ160RN**  
240×6×6, 双头  
★**ZJ161RN**  
240×7×7, 双头  
★**ZJ162RN**  
260×8×8, 双头



持针钳  
Adson Needleholder

★**ZM224R**  
180, 纵横缝合  
**ZM225R**  
220, 纵横缝合



腹部外科  
Abdominal Instruments

腹腔吸引管  
Suction Tube  
Straight,with Hole

★ **ZN860R**  
200×Φ10, 直有孔

腹腔吸引管  
Suction Tube  
Curved,with Hole

★ **ZN861R**  
200×Φ10, 弯有孔

腹腔吸引管  
Suction Tube  
Straight,Ball-tip

★ **ZN950RB**  
280×Φ10  
直形, 圆头

腹腔吸引管  
Suction Tube  
Straight,Ball-tip

★ **ZN951RB**  
280×Φ10, 直形  
圆头, 加强型

腹腔吸引管  
Suction Tube,Ball-tip

**ZN952RB**  
280×Φ10, 尾弯, 圆头  
Curved tail





腹部外科  
 Abdominal Instruments



腹腔吸引管  
 Suction Tube, Ball-tip

- ZN954RB**  
280×Φ5, 尾弯, 圆头, 加强型
- ZN955RB**  
280×Φ8, 尾弯, 圆头, 加强型
- ZN953RB**  
280×Φ10, 尾弯, 圆头, 加强型



腹腔吸引管  
 Suction Tube, Angled

- ★ **LS1457C**  
240, 角弯



腹腔吸引管  
 Suction Tube, Angled

- ZN956RB**  
265, 角弯



腹腔吸引管  
 Suction Tube, Angled

- ★ **ZN957RB**  
310, 角弯



吸引管  
 Gall Suction Tube

- ★ **ZJ166RN**  
300×Φ5 胆道



经皮穿刺针  
Abdominal Puncture  
Needle

- ZN991R**  
1.2\*150 (腹穿)
- ZN994R**  
0.9\*180 (腹穿)
- ZN999R**  
1.6\*150 (腹穿)



经皮穿刺针  
Abdominal Puncture  
Needle

- ZJ912R**  
1.2\*150 (肝穿) For liver
- ZJ916R**  
1.6\*150 (肝穿) For liver



大腹钩  
Abdominal  
Retractor

- ★ **ZT667R**  
260×60×72
- ★ **ZT669R**  
260×70×75



拉钩  
Double Ended  
Retractor

- ★ **ZT010R**  
30×65/15×40, 双头反向
- ★ **ZT011R**  
20×55/11×36, 双头反向



阑尾拉钩  
Appendix Retractor

- ZT023R**  
190, 钩23X53/28X53
- ★ **ZT020R**  
260, 29×48, 20×41



腹部外科  
Abdominal Instruments



腹部外科  
 Abdominal Instruments



阑尾拉钩  
 Appendip Retractor

- ★**ZT021R**  
204, 钩17×22/17×38
- ★**ZT022R**  
210, 钩17×31/17×43



拉钩  
 Retractor

- ★**ZT037R**  
205, 钩22×25/28×35, 方头
- ★**ZT038R**  
210, 钩22×30/28×40, 方头



拉钩  
 Retractor

- ZT050R**  
180, 6×8/14×21, 角弯, 双头反向  
Angled, double ends
- ZT051R**  
180, 8×12/16×26, 角弯, 双头反向  
Angled, double ends
- ZT052R**  
180, 10×15/18×30, 角弯, 双头反向  
Angled, double ends
- ZT053R**  
180, 12×20/20×34, 角弯, 双头反向  
Angled, double ends



拉钩  
 Retractor

- ZT054R**  
180, 5×9/10×18, 弯, 双头反向
- ZT055R**  
180, 6×12/12×20, 弯, 双头反向
- ZT056R**  
180, 7×13/14×22, 弯, 双头反向
- ZT057R**  
180, 8×16/16×23, 弯, 双头反向




拉钩  
Retractor

- ★ZT184R  
200×13, 静脉
- ★ZT184RN  
200×13, 静脉
- ★ZT185R  
200×16, 静脉
- ★ZT186R  
200×20, 静脉



创口钩  
Retractor

- ★ZT389R  
220, 两爪, 锐, 扁柄 2 Prongs, Sharp
- ★ZT390R  
220, 三爪, 锐, 扁柄 3 Prongs, Sharp
- ★ZT391R  
220, 四爪, 锐, 扁柄 4 Prongs, Sharp
- ★ZT392R  
220, 两爪, 钝, 扁柄 2 Prongs, Blunt
- ★ZT393R  
220, 三爪, 钝, 扁柄 2 Prongs, Blunt
- ★ZT394R  
220, 四爪, 钝, 扁柄 2 Prongs, Blunt



腹壁拉钩  
Abdominal Retractor

- ★ZT471R  
250, 30×40/37×60  
实心柄, 双头 Solid handle
- ★ZT472R  
280, 37×60/45×80  
空心柄, 双头 Hollow handle
- ★ZT478R  
280, 37×60/45×80  
实心柄, 双头 Solid handle



腹壁拉钩  
Abdominal Retractor

- ★ZT473R  
230×68×48
- ★ZT474R  
230×93×40
- ★ZT475R  
280×70×40



腹部外科  
Abdominal Instruments



腹部外科  
Abdominal Instruments



腹壁拉钩  
Abdominal Retractor

★ZT479R  
260, 24×35/20×30  
空心柄, 双头, 反向  
Hollow handle,  
double ended



腹壁拉钩  
Abdominal Retractor

★ZT480R  
255×22×31, 小号, 单头 Small  
★ZT481R  
255×29×43, 中号, 单头 Medium  
★ZT482R  
255×34×50, 大号, 单头 Large



深部拉钩  
Retractor

★ZT601R/RN  
200×24×84, S形  
★ZT605R  
300×60×160, S形  
★ZT609R/RN  
250×36×105, S形  
★ZT610R/RN  
300×48×120, S形  
★ZT611R/RN  
300×36×120, S形  
★ZT612R/RN  
300×24×120, S形  
★ZT603RB  
250×36×110, S形  
★ZT604RB  
300×48×150, S形  
★ZT615RB  
200×24×110, S形  
★ZT616RB  
220×20×110, S形  
★ZT617RB  
240×30×140, S形  
★ZT618RB  
240×35×170, S形



深部拉钩  
Retractor

★ZV668R  
250×40×200  
★ZV669R  
250×50×200  
★ZV670R  
220×35×85  
★ZV671R  
220×35×120  
★ZV672R  
220×55×85  
★ZV673R  
240×50×120  
★ZV674R  
250×40×160  
★ZV675R  
240×50×155



深部拉钩  
Retractor

**ZV680R**  
260×60, 伞柄



深部拉钩  
Retractor

**ZV681R**  
320×60, 伞柄



深部拉钩  
Retractor

**ZV682R**  
330×60, 伞柄



胆道拉钩  
Gall Duct Retractor

**ZJ179R**  
角式 120°×60  
**ZJ180R**  
角式 120°×90



胆道拉钩  
Gall Duct Retractor

**ZJ181R**  
250×70, 圆槽式



腹部外科  
Abdominal Instruments



腹壁牵开器

Self-retaining Abdominal Retractor, Complete Set

★ ZV520R

II型(260×190), 钳式, 三翼, 固定



腹壁牵开器

Self-retaining Abdominal Retractor, Complete Set

★ ZV529R

最大开口 210, 钳式, 三翼, 固定



Abdominal Instruments  
腹部外科



腹壁牵开器

Abdominal Retractor

★ ZV579R

双圆梗, 175×202, 双翼, 固定

★ ZV544R

双圆梗, 215×242, 双翼, 固定




腹壁牵开器

Abdominal Retractor

ZV500RN

135×130, 双翼, 固定式





腹壁牵开器  
Abdominal Retractor

**ZV501RN**  
160×130, 三翼, 固定式



腹部手术牵开器  
Abdominal Retractor

★ **ZV536R**  
300, 钳式



腹壁牵开器  
Self-retaining Retractor

★ **ZV540R**  
175×202, 三翼, 固定

★ **ZV543R**  
215×242, 三翼, 固定



腹部外科  
Abdominal Instruments




腹部手术牵开器  
Self-retaining Retractor

★ **ZV555RN**  
BFQ- I 型, 半圆形 Semi-circle



腹部外科  
Abdominal Instruments



腹部手术牵开器  
Self-retaining Retractor

★ **ZV547RN**  
DFQ- II 型, 单侧, 自动 One side



腹部手术牵开器  
Self-retaining Retractor

★ZV549RN

XFQ- I 型, 双侧, 悬拉式 Two Sides,  
Suspension Type



腹部外科  
Abdominal Instruments



腹部手术牵开器  
Self-retaining Retractor

ZV554RN

BFQ- II 型, 半圆形 Semi-circle



腹部手术牵开器  
Self-retaining Retractor

**ZV551RN**  
SFQ- I 型, 双侧, 自动  
Double sides



腹部手术牵开器  
Self-retaining Retractor

★ **ZV558RN**  
XFQ- II 型, 双侧, 悬拉式  
Double sides,  
suspension type




外科牵开器  
Self-retaining Retractor

**ZV581RN**  
FJ- I 型, 组合式, 腹部基础手术  
For basic abdominal surgery



腹部外科  
Abdominal Instruments




外科牵开器  
Self-retaining Retractor

**ZV582RN**  
FX- I 型, 组合式, 腹部血管手术  
For basic vessels surgery



外科牵开器  
Self-retaining Retractor

★ **ZV583RN**  
GY- I 型, 组合式  
肝移植/肝切除手术  
For Liver Transplant/  
Hepatectomy




模块式外科手术牵开器  
Self-retaining Retractor

★ **ZV621RN**  
MK- I 型, 腹部基础手术  
Abdominal Basic Surgery



模块式外科手术牵开器  
Self-retaining Retractor

- ★ **ZV622RN**  
MK-II型, 腹部血管手术  
For Abdominal Vessels Surgery



模块式外科手术牵开器  
Self-retaining Retractor

- ★ **ZV623RN**  
MK-III型, 肝移植/肝切除手术  
For Liver Transplant/  
Hepatectomy



腹部外科  
Abdominal Instruments





腹部外科  
Abdominal Instruments

多功能外科牵开器  
Self-retaining Retractor

★ **JV610RB**  
DQ-I 型



多功能外科牵开器  
Self-retaining Retractor

★ **JV600RB**  
WX-I 型





JW- I 型 神经外科基础器械包(甲种外科器械)(ZF180)  
 JW-I Basic Instrument Set for Neurosurgery (A Surgical Instrument)

| 序号 | 编码     | 名称    | 规格                             | 单位 | 数量 |
|----|--------|-------|--------------------------------|----|----|
| 1  | ZL951R | 直角气管钳 | 220×4×45                       | 把  | 1  |
| 2  | ZJ011R | 胆管钳   | 230×3.3, 圆弯, R20×20, 弯柄        | 把  | 2  |
| 3  | ZE090R | 血管结扎钳 | 220×3.4, 圆弯R12×16, 竖齿3×4       | 把  | 2  |
| 4  | ZE043R | 肺叶钳   | 200×18                         | 把  | 2  |
| 5  | ZE102R | 胸腔止血钳 | 250×2.7, 圆弯R22×22(大弯)          | 把  | 2  |
| 6  | ZE103R | 胸腔止血钳 | 250×2.7, 圆弯R32×15(中弯)          | 把  | 2  |
| 7  | ZL634R | 心耳钳   | 230, 苏式                        | 把  | 2  |
| 8  | ZL600R | 胸腔止血钳 | 170×2.8, 头角弯, 22, 弯柄, 网纹齿, 腔静脉 | 把  | 1  |
| 9  | ZL604R | 胸腔止血钳 | 260×3.2, 头角弯, 32, 弯柄, 网纹齿, 腔静脉 | 把  | 1  |
| 10 | ZL605R | 胸腔止血钳 | 260×3.8, 头角弯, 40, 弯柄, 网纹齿, 腔静脉 | 把  | 1  |
| 11 | ZH449R | 止血钳   | 220, 弯, 全齿                     | 把  | 6  |
| 12 | ZM238R | 持针钳   | 220, 直, 粗针                     | 把  | 1  |
| 13 | ZM244R | 持针钳   | 220, 直, 细针                     | 把  | 1  |
| 14 | ZF113R | 颅骨咬骨钳 | 200                            | 把  | 1  |
| 15 | ZK532R | 咬骨钳   | 240×8, 直头, 右侧角13°, 双关节         | 把  | 1  |
| 16 | ZC344R | 手术剪   | 140, 直尖                        | 把  | 2  |
| 17 | ZC314R | 手术剪   | 140, 直圆                        | 把  | 2  |



腹部外科  
 Abdominal Instruments

| 序号 | 编码      | 名称      | 规格   | 单位 | 数量 |
|----|---------|---------|--|----|----|
| 18 | ZC688R  | 组织剪     | 250, 弯, 综合                                       | 把  | 2  |
| 19 | ZC661R  | 圆弯头脑膜剪  | 180  | 把  | 2  |
| 20 | ZF055R  | 弓形手摇钻   | (ZF062R, ZF063R, ZF066R, ZF067R, ZF056R, ZF057R) | 套  | 1  |
| 21 | ZF870R  | 线锯      | 500  | 条  | 5  |
| 22 | ZF872R  | 线锯手把    |  | 支  | 2  |
| 23 | ZF318R  | 脑膜挑针    | 150, 锐   | 支  | 1  |
| 24 | ZF319R  | 脑膜挑针    | 150, 钝   | 支  | 1  |
| 25 | ZF450R  | 脑压板     | 200×7×9  | 支  | 1  |
| 26 | ZF452R  | 脑压板     | 200×15×18  | 支  | 1  |
| 27 | ZF453R  | 脑压板     | 200×20×22  | 支  | 1  |
| 28 | ZF928R  | 快速钻颅吸引针 | 100×Φ2.5   | 支  | 2  |
| 29 | ZF929R  | 尖头脑针    |  | 支  | 2  |
| 30 | ZK350R  | 颅骨骨膜剥离器 | 200×8, 直头, 铝柄                                    | 支  | 1  |
| 31 | ZF340R  | 脑膜剥离器   | 240  | 把  | 1  |
| 32 | ZL878R  | 肋骨剪     | 340, 长   | 把  | 1  |
| 33 | ZD870MB | 组织镊     | 160, 枪状, 带齿                                      | 把  | 1  |
| 34 | ZD246R  | 胸腔镊     | 200, 直无钩   | 把  | 1  |
| 35 | ZD541R  | 胸腔镊     | 200, 1×2钩  | 把  | 2  |
| 36 | ZD581R  | 胸腔镊     | 200, 2×3钩  | 把  | 1  |
| 37 | ZV030R  | 乳突牵开器   | 105×3×3  | 把  | 1  |
| 38 | ZF920R  | 脑吸引管    | 200×Φ3, 直  | 支  | 2  |
| 39 | ZF924R  | 脑吸引管    | 200×Φ4, 直  | 支  | 2  |
| 40 | ZF922R  | 脑吸引管    | 200×Φ5, 弯  | 支  | 2  |
| 41 | ZV272R  | 后颅凹牵开器  | 280×30, 活动式, 4×4钩, 钝钩, 直型                        | 把  | 1  |





腹部外科  
Abdominal Instruments

★ JW-II 型腹部外科手术器械包 (I) (甲种外科器械) (ZF190)  
JW-II Abdominal Surgical Instrument Set (I) (A Surgical Instrument)

| 序号 | 编码     | 名称  | 规格         | 单位 | 数量 |
|----|--------|-----|------------|----|----|
| 1  | ZA709R | 舌钳  | 170,直      | 把  | 1  |
| 2  | ZH144R | 止血钳 | 140,直,全齿   | 把  | 24 |
| 3  | ZH145R | 止血钳 | 140,弯,全齿   | 把  | 20 |
| 4  | ZH443R | 止血钳 | 160,弯,全齿   | 把  | 12 |
| 5  | ZH446R | 止血钳 | 200,直,全齿   | 把  | 8  |
| 6  | ZE122R | 海绵钳 | 250×12,直有齿 | 把  | 6  |
| 7  | ZM236R | 持针钳 | 180,直,粗针   | 把  | 4  |
| 8  | ZD045R | 医用镊 | 125,直      | 把  | 2  |
| 9  | ZD052R | 医用镊 | 250,直      | 把  | 2  |
| 10 | ZD555R | 组织镊 | 125,1×2钩   | 把  | 6  |
| 11 | ZD562R | 组织镊 | 250,1×2钩   | 把  | 2  |
| 12 | ZE016R | 组织钳 | 160,直      | 把  | 12 |
| 13 | ZE433R | 帕巾钳 | 140,尖头     | 把  | 12 |

| 序号 | 编码      | 名称       | 规格                        | 单位 | 数量 |
|----|---------|----------|---------------------------|----|----|
| 14 | ZM010R  | 沟状探针     | 150                       | 支  | 2  |
| 15 | ZM113R  | 探针       | 120, 双头                   | 支  | 1  |
| 16 | ZM120R  | 探针       | 200, 双头                   | 支  | 2  |
| 17 | ZT021R  | 阑尾拉钩     | 205, 钩17×22/17×38, 双头     | 把  | 1  |
| 18 | ZT022R  | 阑尾拉钩     | 210, 钩17×31/17×43, 双头     | 把  | 1  |
| 19 | ZB077R  | 手术刀柄     | 7#                        | 把  | 1  |
| 20 | ZB084R  | 手术刀柄     | 4#                        | 把  | 6  |
| 21 | ZO024RB | 眼科镊      | 100, 直有钩                  | 把  | 1  |
| 22 | ZO020RB | 眼科镊      | 100, 直无钩, 有齿              | 把  | 1  |
| 23 | ZO022RB | 眼科镊      | 100, 弯无钩, 有齿              | 把  | 1  |
| 24 | ZC056R  | 眼用剪      | 100, 直尖                   | 把  | 1  |
| 25 | ZC057R  | 眼用剪      | 100, 弯尖                   | 把  | 1  |
| 26 | ZC344R  | 手术剪      | 140, 直尖                   | 把  | 1  |
| 27 | ZC426R  | 手术剪      | 160, 弯尖圆                  | 把  | 6  |
| 28 | ZC318R  | 手术剪      | 180, 直圆                   | 把  | 2  |
| 29 | ZC428R  | 手术剪      | 180, 弯尖圆                  | 把  | 2  |
| 30 | ZC981R  | 纱布绷带剪    | 简易                        | 把  | 1  |
| 31 | ZJ011R  | 胆管钳      | 230×3.3, 圆弯, R20×20, 弯柄   | 把  | 1  |
| 32 | ZJ015R  | 肾蒂钳      | 240×5, 头圆弯R25×28, 带竖槽柄弯   | 把  | 2  |
| 33 | ZN126R  | 肠钳       | 250, 直, 斜齿                | 把  | 4  |
| 34 | ZN127R  | 肠钳       | 250, 弯, 斜齿                | 把  | 4  |
| 35 | ZT758R  | 压肠板      | 300, 直板                   | 块  | 1  |
| 36 | ZJ302R  | 可重复使用导尿管 | F15 (Φ5), 管接头Φ7           | 支  | 1  |
| 37 | ZJ304R  | 可重复使用导尿管 | F24 (Φ8), 管接头Φ9           | 支  | 1  |
| 38 | ZT472R  | 腹壁拉钩     | 280, 37×60/45×80, 空心柄, 双头 | 把  | 2  |
| 39 | ZT038R  | 拉钩       | 210, 22×30/28×40, 方头      | 把  | 1  |
| 40 | ZT037R  | 拉钩       | 205, 22×25/28×35, 方头      | 把  | 1  |
| 41 | ZN883C  | 肛门镜      | 大号, 筒式                    | 支  | 1  |
| 42 | ZN831C  | 肛门镜      | 无孔, 钳式                    | 支  | 1  |
| 43 | ZN860R  | 腹腔吸引管    | 200×Φ10, 直有孔              | 支  | 1  |
| 44 | ZN861R  | 腹腔吸引管    | 200×Φ10, 弯有孔              | 支  | 1  |
| 45 | ZL192C  | 胸腔引流套管针  | 50#                       | 支  | 1  |
| 46 | ZL193C  | 胸腔引流套管针  | 65#                       | 支  | 1  |
| 47 | ZL194C  | 胸腔引流套管针  | 80#                       | 支  | 1  |
| 48 | ZE055R  | 子弹钳      | 230, 直, 麦粒                | 把  | 1  |
| 49 | ZF341R  | 双头剥离器    | 240, 带孔                   | 把  | 1  |
| 50 | ZL870R  | 肋骨剪      | 220                       | 把  | 1  |
| 51 | ZF813R  | 拉钩       | 170×25×55, 脊柱板            | 把  | 1  |
| 52 | ZF814R  | 拉钩       | 170×30×65, 脊柱板            | 把  | 1  |
| 53 | ZB150R  | 截断刀      | 300                       | 把  | 2  |



腹部外科  
Abdominal Instruments

| 序号 | 编码      | 名称     | 规格   | 单位 | 数量 |
|----|---------|--------|--|----|----|
| 54 | ZT229R  | 创口钩    | 220, 钝, 四爪   | 把  | 2  |
| 55 | ZK849R  | 骨刮匙    | 200×Φ10 / 9×17, 双头                                 | 把  | 1  |
| 56 | ZK848R  | 骨刮匙    | 200×Φ8 / 7×14, 双头                                  | 把  | 1  |
| 57 | ZK847R  | 骨刮匙    | 200×Φ6 / 5×10, 双头                                  | 把  | 1  |
| 58 | ZV272R  | 后颅凹牵开器 | 280×30, 活动式, 4×4钩, 钝钩, 直型                          | 把  | 1  |
| 59 | ZF714Rd | 椎板咬骨钳  | 180×4/10×90°, 超薄型                                  | 把  | 1  |
| 60 | ZA300R  | 弓锯     | 300  | 把  | 1  |
| 61 | ZK511R  | 骨锉     | 250, 单头  | 把  | 1  |
| 62 | ZK122R  | 骨凿     | 170×6, 平口, 单斜刃                                     | 把  | 1  |
| 63 | ZK126R  | 骨凿     | 170×10, 平口, 单斜刃                                    | 把  | 1  |
| 64 | ZK132R  | 骨凿     | 170×6, 圆刃  | 把  | 1  |
| 65 | ZK136R  | 骨凿     | 170×10, 圆刃   | 把  | 1  |
| 66 | ZK190R  | 骨把持器   | 小  | 把  | 2  |
| 67 | ZK044R  | 骨锤     | 200/140g   | 把  | 1  |
| 68 | ZK622R  | 咬骨剪    | 180, 直, 单关节  | 把  | 1  |
| 69 | ZK005R  | 手摇式骨钻  | 夹持Φ0.3-4mm钻头                                       | 把  | 1  |
| 70 | ZK895R  | 骨科钻头   | 115×Φ3.2   | 支  | 6  |
| 71 | ZF055R  | 弓形手摇钻  | (ZF062R, ZF063R, ZF066R, ZF067R<br>ZF056R, ZF057R) | 套  | 1  |
| 72 | ZF113R  | 颅骨咬骨钳  | 200  | 把  | 1  |
| 73 | ZF871R  | 线锯导板   | 340  | 支  | 1  |
| 74 | ZF872R  | 线锯手把   |  | 副  | 1  |
| 75 | ZF870R  | 线锯     | 500  | 条  | 5  |
| 76 | ZF455R  | 脑压板    | 230×11×13  | 支  | 1  |
| 77 | ZF454R  | 脑压板    | 230×7×9  | 支  | 1  |
| 78 | ZK532R  | 咬骨钳    | 240×8, 直头, 右侧角13°, 双关节                             | 把  | 1  |



腹部外科  
 Abdominal Instruments





腹部外科  
 Abdominal Instruments

YW- I 型腹部外科手术器械包 (II) (乙种外科器械) (ZK150)  
 YW-I Abdominal Surgical Instruments Set (II) (Type B Surgical Instruments)

| 序号 | 编码     | 名称        | 规格         | 单位 | 数量 |
|----|--------|-----------|------------|----|----|
| 1  | ZH144R | 止血钳       | 140,直,全齿   | 把  | 10 |
| 2  | ZH145R | 止血钳       | 140,弯,全齿   | 把  | 10 |
| 3  | ZH446R | 止血钳       | 200,直,全齿   | 把  | 2  |
| 4  | ZH111R | 止血钳       | 125,弯蚊,全齿  | 把  | 5  |
| 5  | ZE123R | 海绵钳       | 250×12,弯有齿 | 把  | 2  |
| 6  | ZE122R | 海绵钳       | 250×12,直有齿 | 把  | 2  |
| 7  | ZM236R | 持针钳       | 180,直,粗针   | 把  | 2  |
| 8  | ZM242R | 持针钳       | 180,直,细针   | 把  | 2  |
| 9  | ZE016R | 组织钳       | 160,直      | 把  | 4  |
| 10 | ZE433R | 帕巾钳       | 140,尖头     | 把  | 4  |
| 11 | ZN126R | 肠钳        | 250,直,斜齿   | 把  | 2  |
| 12 | ZN127R | 肠钳        | 250,弯,斜齿   | 把  | 2  |
| 13 | ZA709R | 舌钳        | 170,直      | 把  | 1  |
| 14 | ZK522R | 左侧角双关节咬骨钳 | 220×6,直头   | 把  | 1  |



| 序号 | 编码     | 名称      | 规格                  | 单位 | 数量 |
|----|--------|---------|---------------------|----|----|
| 15 | ZK141R | 持骨钳     | 260,多齿              | 把  | 1  |
| 16 | ZM113R | 探针      | 120,双头              | 支  | 1  |
| 17 | ZM120R | 探针      | 200,双头              | 支  | 1  |
| 18 | ZM010R | 沟状探针    | 150                 | 支  | 1  |
| 19 | ZL192C | 胸腔引流套管针 | 50#                 | 支  | 1  |
| 20 | ZL193C | 胸腔引流套管针 | 65#                 | 支  | 1  |
| 21 | ZL194C | 胸腔引流套管针 | 80#                 | 支  | 1  |
| 22 | ZB084R | 手术刀柄    | 4#                  | 把  | 3  |
| 23 | ZC324R | 手术剪     | 140,直尖圆             | 把  | 4  |
| 24 | ZC414R | 手术剪     | 140,弯圆              | 把  | 2  |
| 25 | ZC444R | 手术剪     | 140,弯尖              | 把  | 1  |
| 26 | ZC446R | 手术剪     | 160,弯尖              | 把  | 1  |
| 27 | ZC418R | 手术剪     | 180,弯圆              | 把  | 1  |
| 28 | ZT184R | 拉钩      | 200×13,静脉           | 把  | 1  |
| 29 | ZV673R | 深部拉钩    | 240×50×120,板式       | 把  | 1  |
| 30 | ZN883C | 肛门镜     | 大号,筒式               | 把  | 1  |
| 31 | ZN882C | 肛门镜     | 小号,筒式               | 把  | 1  |
| 32 | ZK635R | 骨刮匙     | 200×8,直,六方柄         | 把  | 1  |
| 33 | ZK633R | 骨刮匙     | 200×5,直,六方柄         | 把  | 1  |
| 34 | ZB150R | 截断刀     | 300                 | 把  | 2  |
| 35 | ZT224R | 创口钩     | 220,锐,四爪            | 把  | 2  |
| 36 | ZT229R | 创口钩     | 220,钝,四爪            | 把  | 2  |
| 37 | ZK511R | 骨锉      | 250,单头              | 把  | 1  |
| 38 | ZA300R | 弓锯      | 300                 | 套  | 1  |
| 39 | ZT758R | 压肠板     | 300,直板              | 块  | 1  |
| 40 | ZD555R | 组织镊     | 125,1×2钩            | 把  | 4  |
| 41 | ZD562R | 组织镊     | 250,1×2钩            | 把  | 1  |
| 42 | ZD045R | 医用镊     | 125,直               | 把  | 2  |
| 43 | ZD052R | 医用镊     | 250,直               | 把  | 2  |
| 44 | ZT037R | 拉钩      | 205,22×25/28×35,方头  | 把  | 1  |
| 45 | ZT038R | 拉钩      | 210,22×30/28×40,方头  | 把  | 1  |
| 46 | ZO171R | 骨膜剥离器   | 180×4×5,弯/弯,双头      | 把  | 1  |
| 47 | ZN860R | 腹腔吸引管   | 200×Φ10,直有孔         | 支  | 1  |
| 48 | ZN861R | 腹腔吸引管   | 200×Φ10,弯有孔         | 支  | 1  |
| 49 | ZT022R | 阑尾拉钩    | 210,钩17×31/17×43,双头 | 把  | 1  |
| 50 | ZT021R | 阑尾拉钩    | 205,钩17×22/17×38,双头 | 把  | 1  |



腹部外科  
Abdominal Instruments



YW- II 型腹部外科手术器械包(III) (乙种外科器械) (ZK160)  
YW-II Abdominal Surgical Instruments Set (III) (B Surgical Instruments)

| 序号 | 编码     | 名 称   | 规 格                 | 单 位 | 数 量 |
|----|--------|-------|---------------------|-----|-----|
| 1  | ZH144R | 止血钳   | 140,直,全齿            | 把   | 12  |
| 2  | ZH145R | 止血钳   | 140,弯,全齿            | 把   | 12  |
| 3  | ZH446R | 止血钳   | 200,直,全齿            | 把   | 4   |
| 4  | ZE122R | 海绵钳   | 250×12,直有齿          | 把   | 2   |
| 5  | ZE123R | 海绵钳   | 250×12,弯有齿          | 把   | 2   |
| 6  | ZM236R | 持针钳   | 180,直,粗针            | 把   | 2   |
| 7  | ZM242R | 持针钳   | 180,直,细针            | 把   | 2   |
| 8  | ZD045R | 医用镊   | 125,直               | 把   | 2   |
| 9  | ZD052R | 医用镊   | 250,直               | 把   | 1   |
| 10 | ZD555R | 组织镊   | 125,1×2钩            | 把   | 2   |
| 11 | ZD562R | 组织镊   | 250,1×2钩            | 把   | 1   |
| 12 | ZE016R | 组织钳   | 160,直               | 把   | 4   |
| 13 | ZE433R | 帕巾钳   | 140,尖头              | 把   | 4   |
| 14 | ZM010R | 沟状探针  | 150                 | 支   | 2   |
| 15 | ZM113R | 探针    | 120,双头              | 支   | 1   |
| 16 | ZM120R | 探针    | 200,双头              | 支   | 1   |
| 17 | ZT021R | 阑尾拉钩  | 205,钩17×22/17×38,双头 | 把   | 1   |
| 18 | ZT022R | 阑尾拉钩  | 210,钩17×31/17×43,双头 | 把   | 1   |
| 19 | ZB084R | 手术刀柄  | 4#                  | 把   | 4   |
| 20 | ZC981R | 纱布绷带剪 | 简易                  | 把   | 1   |



| 序号 | 编 码    | 名 称       | 规 格                | 单 位 | 数 量 |
|----|--------|-----------|--------------------|-----|-----|
| 21 | ZL192C | 胸腔引流套管针   | 50#                | 支   | 1   |
| 22 | ZL193C | 胸腔引流套管针   | 65#                | 支   | 1   |
| 23 | ZL194C | 胸腔引流套管针   | 80#                | 支   | 1   |
| 24 | ZC414R | 手术剪       | 140, 弯圆            | 把   | 1   |
| 25 | ZC344R | 手术剪       | 140, 直尖            | 把   | 1   |
| 26 | ZC426R | 手术剪       | 160, 弯尖圆           | 把   | 4   |
| 27 | ZC418R | 手术剪       | 180, 弯圆            | 把   | 1   |
| 28 | ZT184R | 拉钩        | 200×13, 静脉         | 把   | 1   |
| 29 | ZT758R | 压肠板       | 300, 直板            | 块   | 1   |
| 30 | ZN883C | 肛门镜       | 大号, 筒式             | 把   | 1   |
| 31 | ZN831C | 肛门镜       | 无孔, 钳式             | 把   | 1   |
| 32 | ZN127R | 肠钳        | 250, 弯, 斜齿         | 把   | 2   |
| 33 | ZF341R | 双头剥离器     | 240, 带孔            | 把   | 1   |
| 34 | ZV673R | 深部拉钩      | 240×50×120, 板式     | 把   | 1   |
| 35 | ZK849R | 骨刮匙       | 200×Φ10 / 9×17, 双头 | 把   | 1   |
| 36 | ZK847R | 骨刮匙       | 200×Φ6 / 5×10, 双头  | 把   | 2   |
| 37 | ZB150R | 截断刀       | 300                | 把   | 2   |
| 38 | ZT229R | 创口钩       | 220, 钝, 四爪         | 把   | 2   |
| 39 | ZK511R | 骨锉        | 250, 单头            | 把   | 1   |
| 40 | ZA300R | 弓锯        | 300                | 把   | 1   |
| 41 | ZK622R | 咬骨剪       | 180, 直, 单关节        | 把   | 1   |
| 42 | ZK141R | 持骨钳       | 260, 多齿            | 把   | 1   |
| 43 | ZK522R | 左侧角双关节咬骨钳 | 220×6, 直头          | 把   | 1   |





★ BW- I 型腹部外科手术器械包 (V) (丙种外科器械) (ZB110)  
BW-I Abdominal Surgical Instruments Set (V) (C Surgical Instruments)

| 序号 | 编码     | 名称  | 规格           | 单位 | 数量 |
|----|--------|-----|--------------|----|----|
| 1  | ZC314R | 手术剪 | 140,直圆       | 把  | 1  |
| 2  | ZC344R | 手术剪 | 140,直尖       | 把  | 1  |
| 3  | ZC685R | 组织剪 | 180,弯,综合     | 把  | 1  |
| 4  | ZH109R | 止血钳 | 125,弯蚊,全齿,精细 | 把  | 1  |
| 5  | ZH110R | 止血钳 | 125,直蚊,全齿    | 把  | 12 |
| 6  | ZH111R | 止血钳 | 125,弯蚊,全齿    | 把  | 4  |
| 7  | ZH144R | 止血钳 | 140,直,全齿     | 把  | 8  |
| 8  | ZH145R | 止血钳 | 140,弯,全齿     | 把  | 12 |
| 9  | ZH443R | 止血钳 | 160,弯,全齿     | 把  | 6  |
| 10 | ZH442R | 止血钳 | 160,直,全齿     | 把  | 2  |
| 11 | ZH445R | 止血钳 | 180,弯,全齿     | 把  | 2  |
| 12 | ZE123R | 海绵钳 | 250×12,弯有齿   | 把  | 1  |
| 13 | ZE121R | 海绵钳 | 250×12,弯无齿   | 把  | 1  |
| 14 | ZE122R | 海绵钳 | 250×12,直有齿   | 把  | 1  |
| 15 | ZA709R | 舌钳  | 170,直        | 把  | 1  |
| 16 | ZN126R | 肠钳  | 250,直,斜齿     | 把  | 2  |
| 17 | ZN127R | 肠钳  | 250,弯,斜齿     | 把  | 2  |



| 序号 | 编码      | 名称        | 规格                  | 单位 | 数量 |
|----|---------|-----------|---------------------|----|----|
| 18 | ZE030MB | 阑尾肠钳      | 160×8               | 把  | 1  |
| 19 | ZE432R  | 帕巾钳       | 110,尖头              | 把  | 10 |
| 20 | ZE016R  | 组织钳       | 160,直               | 把  | 6  |
| 21 | ZM242R  | 持针钳       | 180,直,细针            | 把  | 1  |
| 22 | ZM236R  | 持针钳       | 180,直,粗针            | 把  | 1  |
| 23 | ZB084R  | 手术刀柄      | 4#                  | 把  | 12 |
| 24 | ZB077R  | 手术刀柄      | 7#                  | 把  | 1  |
| 25 | ZD045R  | 医用镊       | 125,直               | 把  | 10 |
| 26 | ZD052R  | 医用镊       | 250,直               | 把  | 5  |
| 27 | ZD555R  | 组织镊       | 125,1×2钩            | 把  | 10 |
| 28 | ZT037R  | 拉钩        | 205,22×25/28×35,方头  | 把  | 1  |
| 29 | ZT038R  | 拉钩        | 210,22×30/28×40,方头  | 把  | 1  |
| 30 | ZO030R  | 丁字式开口器    | 130                 | 把  | 1  |
| 31 | ZT021R  | 阑尾拉钩      | 205,钩17×22/17×38,双头 | 把  | 1  |
| 32 | ZT022R  | 阑尾拉钩      | 210,钩17×31/17×43,双头 | 把  | 1  |
| 33 | ZV673R  | 深部拉钩      | 240×50×120,板式       | 把  | 1  |
| 34 | ZG475R  | 输卵管提取板(钩) | 280                 | 把  | 1  |
| 35 | ZT758R  | 压肠板       | 300,直板              | 把  | 1  |
| 36 | ZK849R  | 骨刮匙       | 200×Φ10 / 9×17,双头   | 把  | 1  |
| 37 | ZM113R  | 探针        | 120,双头              | 支  | 1  |
| 38 | ZM452R  | 卷棉子       | 200,直柄 三角头          | 支  | 1  |





★ FW- I 型 腹部外科手术器械包 (IV) (ZN100)  
 FW-I abdominal surgical instruments set

| 序号 | 编 码    | 名 称     | 规 格                       | 单 位 | 数 量 |
|----|--------|---------|---------------------------|-----|-----|
| 1  | ZV536R | 腹部手术牵开器 | 300, 钳式                   | 套   | 1   |
| 2  | ZV670R | 深部拉钩    | 220×35×85, 板式             | 把   | 1   |
| 3  | ZV671R | 深部拉钩    | 220×35×120, 板式            | 把   | 1   |
| 4  | ZV672R | 深部拉钩    | 220×55×85, 板式             | 把   | 1   |
| 5  | ZV673R | 深部拉钩    | 240×50×120, 板式            | 把   | 1   |
| 6  | ZV674R | 深部拉钩    | 250×40×160, 板式            | 把   | 1   |
| 7  | ZV675R | 深部拉钩    | 240×50×155, 板式            | 把   | 1   |
| 8  | ZT369R | 直角拉钩    | 250×30×50, 单头             | 把   | 1   |
| 9  | ZT370R | 直角拉钩    | 250×40×60, 单头             | 把   | 1   |
| 10 | ZT371R | 直角拉钩    | 250×45×80, 单头             | 把   | 1   |
| 11 | ZJ239R | 取石钳     | 240×4.5, 弯, 叠鳃式, 胆        | 把   | 1   |
| 12 | ZJ240R | 取石钳     | 220×5, 弯, 叠鳃式, 胆          | 把   | 1   |
| 13 | ZJ241R | 取石钳     | 240×5, 弯, 叠鳃式, 胆          | 把   | 1   |
| 14 | ZN350R | 胃钳      | 270                       | 把   | 2   |
| 15 | ZN351R | 胃钳      | 280                       | 把   | 2   |
| 16 | ZJ011R | 胆管钳     | 230×3.3, 圆弯, R20×20, 弯柄   | 把   | 1   |
| 17 | ZJ012R | 胆管钳     | 240×3.6, 圆弯, R11.5×25, 弯柄 | 把   | 1   |
| 18 | ZJ830R | 脾蒂钳     | 220×4, 圆弯, R15×25, 弯柄     | 把   | 1   |



| 序号 | 编码      | 名称    | 规格                    | 单位 | 数量 |
|----|---------|-------|-----------------------|----|----|
| 19 | ZJ831R  | 脾蒂钳   | 220×5, 圆弯, R15×25, 弯柄 | 把  | 1  |
| 20 | ZJ832R  | 脾蒂钳   | 240×4, 圆弯, R25×28, 弯柄 | 把  | 1  |
| 21 | ZJ833R  | 脾蒂钳   | 240×5, 圆弯, R25×28, 弯柄 | 把  | 1  |
| 22 | ZJ834R  | 脾蒂钳   | 260×4, 圆弯, R35×34, 弯柄 | 把  | 1  |
| 23 | ZJ835R  | 脾蒂钳   | 260×5, 圆弯, R35×34, 弯柄 | 把  | 1  |
| 24 | ZE030MB | 阑尾肠钳  | 160×8, 三角头            | 把  | 1  |
| 25 | ZH226R  | 止血钳   | 角弯25, 直角              | 把  | 1  |
| 26 | ZM224R  | 持针钳   | 180, 直, 纵横缝合          | 把  | 2  |
| 27 | ZM225R  | 持针钳   | 220, 直, 纵横缝合          | 把  | 2  |
| 28 | ZC650R  | 胆道手术剪 | 200, 侧角头, 球头          | 把  | 1  |
| 29 | ZC651R  | 胆道手术剪 | 200, 侧角头, 圆头          | 把  | 1  |
| 30 | ZJ062R  | 胆道探条  | 300×2                 | 支  | 1  |
| 31 | ZJ063R  | 胆道探条  | 300×3                 | 支  | 1  |
| 32 | ZJ064R  | 胆道探条  | 300×4                 | 支  | 1  |
| 33 | ZJ065R  | 胆道探条  | 300×5                 | 支  | 1  |
| 34 | ZJ066R  | 胆道探条  | 300×6                 | 支  | 1  |
| 35 | ZJ067R  | 胆道探条  | 300×7                 | 支  | 1  |
| 36 | ZJ068R  | 胆道探条  | 300×8                 | 支  | 1  |
| 37 | ZJ069R  | 胆道探条  | 300×9                 | 支  | 1  |
| 38 | ZJ070R  | 胆道探条  | 300×10                | 支  | 1  |
| 39 | ZJ071R  | 胆道探条  | 300×11                | 支  | 1  |
| 40 | ZJ168R  | 胆石匙   | 300×2                 | 支  | 1  |
| 41 | ZJ169R  | 胆石匙   | 300×4                 | 支  | 1  |
| 42 | ZJ170R  | 胆石匙   | 300×6                 | 支  | 1  |
| 43 | ZJ171R  | 胆石匙   | 300×8                 | 支  | 1  |
| 44 | ZJ172R  | 胆石匙   | 300×10                | 支  | 1  |
| 45 | ZJ176R  | 胆石匙   | 300×10, 吸引式           | 支  | 1  |



腹部外科  
 Abdominal Instruments





★ GYZ-I型肝移植手术器械 (ZJ104)  
GYZ-I liver transplantation instruments Set

| 序号 | 编 码      | 名 称    | 规 格                  | 单 位 | 数 量 |
|----|----------|--------|----------------------|-----|-----|
| 1  | JL1800RB | 心脏手术剪  | 180×45°              | 把   | 1   |
| 2  | JC505RB  | 精细剪    | 180, 弯, 宽头, 镶片       | 把   | 1   |
| 3  | JF198RB  | 显微镊    | 180×Φ1, 环形(镶金刚砂)     | 把   | 1   |
| 4  | JF208RB  | 显微镊    | 180×Φ1.5, 环形(镶金刚砂)   | 把   | 1   |
| 5  | JF845RB  | 显微镊    | 180×0.6, 直, 平台(镶金刚砂) | 把   | 1   |
| 6  | JL427RB  | 无损伤镊   | 240×1.5              | 把   | 1   |
| 7  | JL419RB  | 无损伤镊   | 240×2                | 把   | 1   |
| 8  | JW390RB  | 组织镊    | 200×2, 镶片            | 把   | 2   |
| 9  | JL608RB  | 止血钳    | 160×19×30°, 弯柄, 1×2齿 | 把   | 1   |
| 10 | JL609RB  | 止血钳    | 160×32×60°, 弯柄, 1×2齿 | 把   | 1   |
| 11 | JM022RB  | 持针钳    | 200, 直, 细针, 镶片0.4    | 把   | 1   |
| 12 | JM093RB  | 持针钳    | 230, 直, 镶片0.3, 精细    | 把   | 1   |
| 13 | JM018RB  | 持针钳    | 180, 直窄, 无损伤针, 镶片0.3 | 把   | 1   |
| 14 | JH567RB  | 分离结扎钳  | 200×50×15, 弯         | 把   | 1   |
| 15 | JH568RB  | 分离结扎钳  | 225×65×22, 弯         | 把   | 1   |
| 16 | JH234RB  | 直角钳    | 200×14               | 把   | 1   |
| 17 | ZL1381RB | 凹凸齿止血夹 | 55×15, 可调式, 圆弯       | 个   | 1   |
| 18 | ZL1382RB | 凹凸齿止血夹 | 65×18, 可调式, 圆弯       | 个   | 1   |
| 19 | ZL1383RB | 凹凸齿止血夹 | 85×18, 可调式, 圆弯       | 个   | 1   |
| 20 | ZL1378RB | 凹凸齿止血夹 | 70, 可调式, 直           | 个   | 1   |
| 21 | ZL526RB  | 显微止血夹  | 35, 弯                | 个   | 2   |
| 22 | ZL528RB  | 显微止血夹  | 40, 弯                | 个   | 1   |
| 23 | ZL529RB  | 显微止血夹  | 65, 直                | 个   | 1   |
| 24 | ZL530RB  | 显微止血夹  | 65, 弯                | 个   | 1   |
| 25 | JL628RG  | 止血钳    | 260, 1×2齿            | 把   | 1   |
| 26 | JL1446RB | 主动脉侧壁钳 | 270×70, 双角弯, 1×2齿    | 把   | 1   |



腹部外科  
Abdominal Instruments



★ DDW- I 型胆道外科手术器械包 (ZN101)  
DDW-I biliary tract surgical instruments Set

| 序号 | 编码      | 名称    | 规格               | 单位 | 数量 |
|----|---------|-------|------------------|----|----|
| 1  | ZJ242RN | 取石钳   | 210×35×5,穿鳃式,胆   | 把  | 1  |
| 2  | ZJ243RN | 取石钳   | 210×23×5,穿鳃式,胆   | 把  | 1  |
| 3  | ZJ244RN | 取石钳   | 180×5×110°,盖板式,胆 | 把  | 1  |
| 4  | ZJ245RN | 取石钳   | 200×5×125°,盖板式,胆 | 把  | 1  |
| 5  | ZJ246R  | 取石钳   | 360,软管式,胆        | 把  | 1  |
| 6  | ZJ062R  | 胆道探条  | 300×2            | 支  | 1  |
| 7  | ZJ063R  | 胆道探条  | 300×3            | 支  | 1  |
| 8  | ZJ064R  | 胆道探条  | 300×4            | 支  | 1  |
| 9  | ZJ065R  | 胆道探条  | 300×5            | 支  | 1  |
| 10 | ZJ066R  | 胆道探条  | 300×6            | 支  | 1  |
| 11 | ZJ067R  | 胆道探条  | 300×7            | 支  | 1  |
| 12 | ZJ068R  | 胆道探条  | 300×8            | 支  | 1  |
| 13 | ZC652RN | 胆道手术剪 | 180,角弯90°        | 把  | 1  |
| 14 | ZJ325RN | 缝合钳   | 235×50,角弯,肝门     | 把  | 1  |
| 15 | ZJ326RN | 缝合钳   | 235×60,角弯,肝门     | 把  | 1  |
| 16 | ZJ324R  | 胆管钳   | 220,测量           | 把  | 1  |
| 17 | ZJ167RN | 胆石匙   | 240×4×4,双头       | 把  | 1  |
| 18 | ZJ160RN | 胆石匙   | 240×6×6,双头       | 把  | 1  |
| 19 | ZJ161RN | 胆石匙   | 240×7×7,双头       | 把  | 1  |
| 20 | ZJ162RN | 胆石匙   | 240×8×8,双头       | 把  | 1  |
| 21 | ZJ166RN | 吸引管   | 300×Φ5,胆道        | 把  | 1  |



| 序号 | 编码      | 名称    | 规格               | 单位 | 数量 |
|----|---------|-------|------------------|----|----|
| 22 | ZJ253R  | 取石钳   | 350×3.5,软管式,胆    | 把  | 1  |
| 23 | ZJ254R  | 取石钳   | 350×4.5,软管式,胆    | 把  | 1  |
| 24 | ZJ163R  | 探针    | 300×2            | 把  | 1  |
| 25 | ZJ164R  | 探针    | 300×3            | 根  | 1  |
| 26 | ZJ165R  | 探针    | 300×4            | 根  | 1  |
| 27 | ZM094R  | 持针钳   | 220,左双弯,粗针0.5,镶片 | 根  | 2  |
| 28 | ZH566RN | 分离结扎钳 | 200×50×14,弯,网纹   | 把  | 1  |
| 29 | ZC663RN | 前列腺剪  | 220×10,弯         | 把  | 1  |
| 30 | ZC664RN | 前列腺剪  | 220×15,弯         | 把  | 1  |



腹部外科  
Abdominal Instruments




★ FBW- I 型腹部外科急救器械包 (ZN102)  
FBW-I Abdominal First Aid Instruments Set (ZN102)

| 序号 | 编码      | 名称    | 规格                     | 单位 | 数量 |
|----|---------|-------|------------------------|----|----|
| 1  | ZN860R  | 腹腔吸引管 | 200×Φ10,直有孔            | 根  | 1  |
| 2  | ZN861R  | 腹腔吸引管 | 200×Φ10,弯有孔            | 根  | 1  |
| 3  | ZJ177RN | 胆石匙   | 250×5×6,双头             | 把  | 1  |
| 4  | ZJ178RN | 胆石匙   | 250×12×14,双头           | 把  | 1  |
| 5  | ZT472R  | 腹壁拉钩  | 280,37×60/45×80,空心柄,双头 | 把  | 2  |
| 6  | ZT615RB | 深部拉钩  | 200×24×100,S形          | 把  | 1  |
| 7  | ZT604RB | 深部拉钩  | 300×48×150,S形          | 把  | 1  |
| 8  | ZV540R  | 腹壁牵开器 | 175×202,三翼,固定式         | 把  | 1  |
| 9  | ZT758R  | 压肠板   | 300,直板                 | 块  | 1  |
| 10 | ZB084R  | 手术刀柄  | 4#                     | 把  | 1  |
| 11 | ZC344R  | 手术剪   | 140,直尖                 | 把  | 1  |
| 12 | ZC416R  | 手术剪   | 160,弯圆                 | 把  | 1  |
| 13 | ZC557R  | 组织剪   | 180,弯                  | 把  | 1  |
| 14 | ZC686R  | 组织剪   | 200,弯,综合               | 把  | 1  |
| 15 | ZH110R  | 止血钳   | 125,直蚊,全齿              | 把  | 6  |
| 16 | ZH111R  | 止血钳   | 125,弯蚊,全齿              | 把  | 4  |
| 17 | ZH144R  | 止血钳   | 140,直,全齿               | 把  | 8  |
| 18 | ZH145R  | 止血钳   | 140,弯,全齿               | 把  | 2  |



| 序号 | 编码      | 名称    | 规格                   | 单位 | 数量 |
|----|---------|-------|----------------------|----|----|
| 19 | ZH444R  | 止血钳   | 180,直,全齿             | 把  | 4  |
| 20 | ZH644R  | 止血钳   | 180,直,全齿,有钩          | 把  | 1  |
| 21 | ZH648R  | 止血钳   | 220,直,全齿,有钩          | 把  | 1  |
| 22 | ZH651R  | 止血钳   | 240,弯,全齿,有钩          | 把  | 1  |
| 23 | ZM236R  | 持针钳   | 180,直,粗针             | 把  | 1  |
| 24 | ZM242R  | 持针钳   | 180,直,细针             | 把  | 1  |
| 25 | ZM238R  | 持针钳   | 220,直,粗针             | 把  | 1  |
| 26 | ZE121R  | 海绵钳   | 250×12,弯无齿           | 把  | 1  |
| 27 | ZE120R  | 海绵钳   | 250×12,直无齿           | 把  | 1  |
| 28 | ZE123R  | 海绵钳   | 250×12,弯有齿           | 把  | 3  |
| 29 | ZE122R  | 海绵钳   | 250×12,直有齿           | 把  | 1  |
| 30 | ZE432R  | 帕巾钳   | 110,尖头               | 把  | 6  |
| 31 | ZE016R  | 组织钳   | 160,直                | 把  | 4  |
| 32 | ZD559R  | 组织镊   | 160,1×2钩             | 把  | 2  |
| 33 | ZD047R  | 医用镊   | 140,直                | 把  | 1  |
| 34 | ZD052R  | 医用镊   | 250,直                | 把  | 2  |
| 35 | ZT021R  | 阑尾拉钩  | 205,钩17×22/17×38,双头  | 把  | 1  |
| 36 | ZT022R  | 阑尾拉钩  | 210,钩17×31/17×43,双头  | 把  | 1  |
| 37 | ZE104R  | 胸腔止血钳 | 220×2.7,圆弯R65×10(微弯) | 把  | 2  |
| 38 | ZE030MB | 阑尾肠钳  | 160×8                | 把  | 1  |
| 39 | ZN126R  | 肠钳    | 250,直,斜齿             | 把  | 2  |
| 40 | ZN127R  | 肠钳    | 250,弯,斜齿             | 把  | 2  |
| 41 | ZJ248RB | 取石钳   | 220×21×5,弯,叠鳃式,无齿,胆  | 把  | 1  |
| 42 | ZJ644R  | 尿道扩张器 | Φ5 (F15), 男性         | 支  | 1  |
| 43 | ZJ645R  | 尿道扩张器 | Φ5.5 (F16), 男性       | 支  | 1  |
| 44 | ZJ646R  | 尿道扩张器 | Φ6 (F18), 男性         | 支  | 1  |
| 45 | ZJ649R  | 尿道扩张器 | Φ6.5 (F20), 男性       | 支  | 1  |
| 46 | ZJ650R  | 尿道扩张器 | Φ7 (F21), 男性         | 支  | 1  |
| 47 | ZJ651R  | 尿道扩张器 | Φ7.5 (F22), 男性       | 支  | 1  |
| 48 | ZJ647R  | 尿道扩张器 | Φ8 (F24), 男性         | 支  | 1  |
| 49 | ZJ648R  | 尿道扩张器 | Φ8.5 (F26), 男性       | 支  | 1  |
| 50 | ZK848R  | 骨刮匙   | 200×Φ8 / 7×14, 双头    | 把  | 1  |



腹部外科  
Abdominal Instruments



**MK-I型腹部基础手术配置 (模块式外科手术牵开器) (ZV621RN)**  
Model MK-I Basic Abdominal Surgery Retractor (Modular Surgical Retractor) (ZV621RN)

| 序号 | 编码      | 名称        | 规格         | 单位 | 数量 |
|----|---------|-----------|------------|----|----|
| 1  | ZV421RN | 单锁紧器床轨固定杆 |            | 套  | 1  |
| 2  | ZV423RN | 长角度臂      |            | 根  | 1  |
| 3  | ZV424RN | 短角度臂      |            | 根  | 2  |
| 4  | ZV425RN | 角度臂锁紧器    |            | 套  | 2  |
| 5  | ZV426RN | 持钩手柄      |            | 套  | 2  |
| 6  | ZV427RN | 转向持钩手柄    |            | 套  | 1  |
| 7  | ZV428RN | 可调持钩手柄    |            | 套  | 1  |
| 8  | ZT261RN | 拉钩        | 50×200,可塑  | 只  | 1  |
| 9  | ZT263RN | 拉钩        | 60×150,哈林顿 | 只  | 1  |
| 10 | ZT264RN | 拉钩        | 80×75,鞍形   | 只  | 1  |
| 11 | ZT267RN | 拉钩        | 50×140,迪弗  | 只  | 1  |



腹部外科  
Abdominal Instruments



**MK-II型腹部血管手术配置 (模块式外科手术牵开器) (ZV622RN)**  
MK-II abdominal vascular surgery Retractor (modular surgical retractor) (ZV622RN)

| 序号 | 编码      | 名称        | 规格 | 单位 | 数量 |
|----|---------|-----------|----|----|----|
| 1  | ZV421RN | 单锁紧器床轨固定杆 |    | 套  | 1  |
| 2  | ZV423RN | 长角度臂      |    | 根  | 1  |



| 序号 | 编码      | 名称     | 规格        | 单位 | 数量 |
|----|---------|--------|-----------|----|----|
| 3  | ZV424RN | 短角度臂   |           | 根  | 2  |
| 4  | ZV425RN | 角度臂锁紧器 |           | 套  | 2  |
| 5  | ZV426RN | 持钩手柄   |           | 套  | 2  |
| 6  | ZV427RN | 转向持钩手柄 |           | 套  | 2  |
| 7  | ZV428RN | 可调持钩手柄 |           | 套  | 1  |
| 8  | ZT260RN | 拉钩     | 25×200,可塑 | 只  | 1  |
| 9  | ZT261RN | 拉钩     | 50×200,可塑 | 只  | 1  |
| 10 | ZT262RN | 拉钩     | 70×250,可塑 | 只  | 1  |
| 11 | ZT264RN | 拉钩     | 80×75,鞍形  | 只  | 1  |
| 12 | ZT266RN | 拉钩     | 55×100,理查 | 只  | 1  |



腹部外科  
Abdominal Instruments



MK-III型肝移植/肝切除手术配置(模块式外科手术牵开器)(ZV623RN)  
MK-III liver transplantation/hepatectomy Retractor (modular surgical retractor) (ZV623RN)

| 序号 | 编码      | 名称        | 规格        | 单位 | 数量 |
|----|---------|-----------|-----------|----|----|
| 1  | ZV420RN | 双锁紧器床轨固定杆 |           | 套  | 2  |
| 2  | ZV422RN | 可折叠横臂     |           | 根  | 1  |
| 3  | ZV424RN | 短角度臂      |           | 根  | 1  |
| 4  | ZV426RN | 持钩手柄      |           | 套  | 3  |
| 5  | ZV427RN | 转向持钩手柄    |           | 套  | 1  |
| 6  | ZV428RN | 可调持钩手柄    |           | 套  | 1  |
| 7  | ZT261RN | 拉钩        | 50×200,可塑 | 只  | 1  |
| 8  | ZT264RN | 拉钩        | 80×75,鞍形  | 只  | 2  |
| 9  | ZT265RN | 拉钩        | 180,指形    | 只  | 1  |
| 10 | ZT266RN | 拉钩        | 55×100,理查 | 只  | 1  |