

YQG-V  
series

## Pharmaceutical Grade Washer

YQG-V系列 制药用器具清洗干燥机



内室镜面处理，圆弧过渡，  
无死角，易清洁。

Chamber mirror finish,  
round corner transition, no  
dead leg, easy cleaning.

## Product Introduction 产品简介

YQG-V系列制药器具清洗机是我公司根据国内外用户对清洗的最新要求研发生产的清洗设备，能够完成对物品的预洗、清洗、漂洗和干燥，实现了可重现的“能被记录和验证”的清洗，完全符合新版GMP美国FDA和欧盟cGMP规范的要求。该清洗机具有容积大、清洗彻底、自动化程度高的特点，各项技术指标均能达到国际先进水平。同时设备可以配置整套符合FDA要求的文件体系，是国内制药厂家的首选设备。

YQG-V series pharmaceutical grade washer is designed according to GMP requirements. It can process the material pre-washing, washing, rinse and drying and achieve reproducible "Can be recorded and verified" washing cycle to full meet China GMP, EU cGMP and USA FDA requirements. This washing machine is with the advantage of large volume, washing thoroughness, high automatic level. Each standard is high and same as the worldwide market. Also the machine can provide whole FDA approved documents that is the best choose for the pharmaceutical company.

## Product Advantages 产品优势




升降门结构设计，设备紧凑，节省外部空间。

Vertical sliding door,  
compact design.




配置高效喷淋系统和管路设计，节省能源，提高效率。

Door interlock function enables strict isolation of loading /unloading area and prevents cross contamination.



自动程序控制，实现“可记录、可验证、可追溯”的清洗过程。



Automatic program control enables "recordable, verifiable and traceable" washing process.



建立清洗物品数据库，规范工位设计，为客户提供定制化和标准化清洗架。

Establish a database of items to be washed, standardize the design of work stations, and provide customized and standardized washing racks for users.

## Product Use 产品用途



- **灌装器具：**灌装泵、灌装针、硅胶管、分液器、料斗、震荡锅、过滤器滤壳等
- **生产器具：**不锈钢桶、PP桶、勺子、搅拌棒、镊子、剪刀、蛋车、冻干盘、移动罐等
- **试验器皿：**烧杯、蓝盖瓶、量筒、三角瓶、试管、容量瓶等
- **Filling equipment:** Filling pump, filling needle, silicone tube, liquid separator, hopper, shaker, filter housing, etc.
- **Production equipment:** Stainless steel bucket, PP bucket, spoon, mixing rod, tweezers, scissors, egg cart, freeze-dried tray, mobile tank, etc.
- **Laboratory glassware:** beaker, blue cap bottle, measuring cylinder, triangular flask, test tube, volumetric flask, etc.